

Actim Combi Hemoglobin Transferrin



Набор экспресс-тестов для выявления гемоглобина и трансферрина в кале Actim Combi Hemoglobin Transferrin.

Описание:

Простой в использовании экспресс-тест для полного выявления желудочно-кишечных кровотечений.

Принцип работы: Actim Combi Hemoglobin Transferrin — простой в использовании экспресс-тест для полного выявления желудочно-кишечных

кровотечений. Тест определяет два биомаркера фекальной скрытой крови: гемоглобин и трансферрин. Усовершенствованный и уникальный дизайн Actim Combi Hemoglobin Transferrin предлагает очень удобное и гигиеничное решение как для пациентов, так и для специалистов. Обнаружение гемоглобина и трансферрина в кале может являться признаком геморроя и колоректального рака.

Actim Combi Hemoglobin Transferrin предназначен для выявления кровотечений во всем желудочно-кишечном тракте, даже когда нет видимых признаков.

Наборы Actim Combi Hemoglobin Transferrin: 20 экспресс-тест в наборе с инструкцией.

Компоненты набора: набор содержит тест-полоски Actim Combi Hemoglobin Transferrin в перфорирующем устройстве, тест-полоски (10) упакованы в алюминиевую тару, буфер для разведения образцов (3 мл), одна пробирка для отбора проб прикреплена к крышке каждой пробирки. Комплект содержит 2 алюминиевые трубки для палочек и 20 пробирок для разведения образцов.

Контроль Actim Combi Hemoglobin Transferrin Controls для выявления гемоглобина и трансферрина в кале.

Предел обнаружения:

- гемоглобин 50 мкг/л (25 мкг Hb/г кала)
- трансферрин 5 мкг/л (1,5 мкг Hb/г кала)

Исследуемый материал: кал.

Время теста: 10 минут.