

Actim Fecal Blood



Набор экспресс-тестов Actim Fecal Blood для выявления скрытой крови в кале.

Описание:

Чистый и простой способ найти скрытую кровь в кале.

Принцип работы: Actim Fecal Blood — простой в использовании экспресс-тест для выявления скрытой крови в кале — симптом тяжелых желудочно-кишечных заболеваний. Усовершенствованный и уникальный дизайн

Actim Fecal Blood предлагает очень удобное и гигиеничное решение как для пациентов, так и для специалистов.

Фекалии обычно не содержат измеримых количеств крови, поэтому скрытая кровь в фекалиях является признаком кровотечения в желудочно-кишечном тракте. Это может быть вызвано, например, геморроем, но также может быть признаком колоректального рака.

Наборы Actim Fecal Blood:

- 10 экспресс-тестов в наборе с инструкцией
- 20 экспресс-тест в наборе с инструкцией

Компоненты набора: тест-полоска Actim Fecal Blood в перфорирующем устройстве, тест-полоски упакованы в алюминиевый контейнер; буфер для разведения образцов (3 мл); одна пробирка для отбора проб прикреплена к крышке каждой пробирки. Комплект из 20 тестовых наборов содержит 2 алюминиевые пробирки и 20 пробирок для разведения образцов. Actim Fecal Blood содержит 20 пробирок с буфером для разведения образцов.

Контроль Actim Fecal Blood Controls для экспресс-тестов для выявления скрытой крови в кале.

Предел обнаружения: 50 мкг/л (25-50 мкг Hb/г кала).

Исследуемый материал: кал

Чувствительность: 94%

Специфичность: 94%

Время теста: 10 минут