

Actim Partus



Набор экспресс-тестов Actim Partus для оценки риска преждевременных родов.

Описание:

Надежный способ выявления и исключения риска преждевременных родов.

Принцип работы: Actim Partus определяет риск преждевременных родов с помощью простого образца мазка из шейки матки. Экспресс-тест Actim

Partus основан на определении фПСИФР-1 — фосфорилированной формы инсулиноподобного фактора роста.

Положительный результат теста Actim Partus указывает на наличие повреждения ткани, которое может привести к преждевременным родам. Отрицательный результат теста, в свою очередь, означает, что в хорио-остаточном слое нет существенных изменений. Таким образом, в ближайшие 1-2 недели роды маловероятны, даже если у пациента наблюдаются схватки.

Наборы Actim Partus:

- 10 экспресс-тестов в наборе с инструкцией;
- 1 экспресс-тест в наборе с инструкцией.

Компоненты набора: Комплект Actim Partus содержит 10 или один тестовый набор и инструкцию по применению. Компоненты каждого тестового набора Actim Partus: один стерильный полиэтиленовый тампон для сбора образцов; одна пробирка с раствором для экстракции образцов (0,5 мл); одна тест-полоска в запечатанном пакете из алюминиевой фольги с осушителем.

Контроль Actim Partus Controls
для экспресс-тестов для оценки риска преждевременных родов.

Предел обнаружения: 10 мкг/л.

Определяемое вещество: фПСИФР-1.

Исследуемый материал: цервикальное отделяемое.

Чувствительность: 93-100% (роды в течение 48 часов); 69-94% (роды в течение 7-14 дней).

Время теста: результат через 5 минут.

На результаты теста не влияют загрязняющие вещества, такие как кровь, моча, сперма.

Actim Partus следует делать только при отрицательном teste Actim PROM.