

## Actim PROM



**Набор экспресс-тестов Actim PROM  
для диагностики преждевременного отхождения  
околоплодных вод.**

### Описание:

Надежное определение преждевременного разрыва околоплодных оболочек.

**Принцип работы:** экспресс-тест Actim PROM основан на определении ПСИФР-1 — инсулиноподобного фактора роста, связывающим белок-1. При разрыве плодных мембран амниотическая жидкость просачивается во влага-

лище, и концентрация ПСИФР-1 быстро повышается и остается высокой до родов. Actim PROM обнаруживает ПСИФР-1 в образцах вагинальных мазков и помогает выявить микротрешины в плодной мембране.

### Наборы Actim PROM:

- 20 экспресс-тестов в наборе с инструкцией;
- 10 экспресс-тестов в наборе с инструкцией;
- 1 экспресс-тест в наборе с инструкцией.

**Компоненты набора:** комплект содержит 10, 20 или 1 тестовый набор с инструкциями по применению. Компоненты каждого тестового набора Actim PROM: один стерильный полизэфирный тампон для сбора образцов; одна пробирка с раствором для экстракции образцов (0,5 мл); одна тест-полоска в запечатанном пакете из алюминиевой фольги с осушителем.

### Контроль Actim PROM Controls

для экспресс-тестов для диагностики преждевременного отхождения околоплодных вод.

**Предел обнаружения:** 25 мкг/л.

**Определяемое вещество:** ПСИФР-1.

**Исследуемый материал:** вагинальный секрет.

**Чувствительность:** 86-100%.

**Время теста:** результат через 5 минут.

На результаты теста не влияют загрязняющие вещества, такие как кровь, моча, сперма.