

Sysmex CA-660



Автоматический анализатор системы гемостаза
Sysmex CA-660.

Размеры

566 x 490 x 490 мм

Вес

90 кг

Описание:

CA-660 — Компактный и надежный оптический коагулометр Sysmex, который обладает отличными характеристиками — оптический метод определения сгустка и улучшенная система регистрации реагентов. В добавление к рутинным тестам, на приборе можно проводить исследования специальных тестов, таких как Д-димер, активность vWF, что позволяет исследовать полный спектр тестов на одном анализаторе. CA-660 подходит для лабораторий со средним потоком исследований в качестве основного прибора, или как дополнительный прибор для крупных лабораторий.

CA-660 зарекомендовал себя как надежный, простой в использовании прибор, который будет помогать вам изо дня в день!

Особенности:

1. Оценивает все этапы плазменного гемостаза используя клотинговые, хромогенные и иммунотурбидиметрические методы оценки.
2. Полная автоматизация аналитической процедуры с минимальным расходом реагентов и кювет.
3. Надежный анализатор с минимальными требованиями к обслуживанию.
4. Производительность до 60 тестов/час с возможностью STAT тестирования.
5. Цветной сенсорный ЖК-экран и встроенный сканер штрих-кодов.
6. Выделенный интерфейс для онлайн-сервисов Sysmex.

Прекрасные диагностические возможности и высокая точность результатов:

- Помимо тестов стандартной коагулограммы анализатор позволяет углубленно оценить каждый этап плазменного гемостаза, провести диагностику тромбофилий и причин геморрагических нарушений.
- Диагностические и аналитические возможности анализатора СА-660 позволяют использовать его в качестве основного (при потоках до 50 коагулограмм в смену) или дублирующего анализатора.
- Специальный режим измерения факторов с автоматическим контролем параллельности прямых образца и калибратора обеспечивает высокую точность результатов и удобство в работе.

Отличные эксплуатационные качества анализатора упрощают ежедневную работу лаборатории:

- Благодаря цветному сенсорному ЖК-экрану и встроенному сканеру штрих-кодов, анализатор СА-660 прост в использовании. Автоматическая идентификация образцов гарантирует, что необходимому тестированию всегда подвергаются нужные образцы.

- С помощью сканера штрихкодов можно просто и быстро регистрировать информацию о реагентах, стандартах и контролях.
- Автоподатчик на 10 проб с непрерывной дозагрузкой образцов.
- Встроенная система охлаждения реагентов повышает их стабильность.
- Процедура настройки и обновления анализатора, а также резервного копирования, восстановления данных, настроек пользователя упрощена.
- Возможность подключения к LIS (для передачи результатов).