

## Ланцеты НТЛ



Ланцет НТЛ — устройство для удобного, быстрого и безболезненного забора крови из пальца. Нанесение травм при использовании такого инструмента сведено к минимуму.

### Преимущества автоматических ланцетов (скарификаторов) Acti-lance и MediSafe Solo:

- Отлично подходит для выполнения забора капиллярной крови пациентам, которым необходимо многократное ежедневное выполнение этой процедуры;
- Подходит для забора крови у детей. Ланцет дает возможность быстро и без помех брать кровь для выполнения анализа даже из пяточки новорожденного;
- Снижение болевых ощущений и быстрое заживление: игла отполирована и покрыта силиконом;
- Абсолютно безопасны для персонала проводящего процедуры и самих маленьких пациентов (после забора крови иголка автоматически возвращается внутрь корпуса и фиксируется там, что дает возможность избежать соприкосновения с ней и случайного повреждения кожи);

- Специальный защитный механизм позволяет избежать повторного применения (игла проходит процедуру стерилизации, после чего надежно защищается колпачком);
- Прост в применении и эффективен;
- Разные размеры устройств дают возможность подобрать идеальный вариант для любого типа кровотока;
- Удобная цветовая кодировка;
- Стерильность: иглы гамма стерилизованы, полностью закрыты стерильной крышкой.

\* 1 упаковка — 200 шт.

### Acti-lance Lite

Игла — 28G, глубина прокола — 1.5 мм.

Acti-lance Lite идеально подходит для мониторинга уровня глюкозы в крови и особенно рекомендуется для всех пациентов с чувствительной кожей, включая детей. Кровоток — низкий.

### Acti-lance Universal

Игла — 23G, глубина прокола — 1.8 мм.

Acti-lance Universal идеален в тех случаях, когда вам необходим образец крови для измерения уровня глюкозы, гемоглобина, холестерина, а также для определения группы крови, коагуляции, газов крови и много другого. Кровоток — средний.

### Acti-lance Special

Игла — 17G, глубина прокола — 2.0 мм.

Acti-lance Special обеспечивает более крупные образцы крови для различных клинических целей. Они также идеально подходят для прокола пятки у новорожденных, а также прокола пальцев у взрослых в случаях, когда требуется больше крови на исследование. Кровоток — сильный.

### MediSafe Solo

Игла — 23G, глубина прокола — 2.0 мм.

Идеален в тех случаях, когда вам необходим большой образец крови для измерения уровня глюкозы, гемоглобина, холестерина, а также для определения группы крови, коагуляции, газов крови и много другого. Кровоток — средний.

Игла — 29G, глубина прокола — 1.5 мм

Идеально подходит для мониторинга уровня глюкозы в крови. Кровоток — низкий.